

Déambulateur Rollator 4 roues freinées - Salamender

Légèreté et maniabilité pour ce modèle pliable avec siège et panier

Panier amovible pour être mis devant ou sous le siège.
Dossier rembourré profilée pour un meilleur confort support lombaire
Poignées antidérapantes.

- Panier amovible
- 2 roues freinées
- Freins aux poignées avec blocage et verrouillage
- Assise rembourrée
- Barre dossier en mousse rembourrée
- Hauteur des poignées ajustable : 6 niveaux de réglages

Aluminium epoxy.

Dimensions :

- Hauteur poignée: de 80 à 88cm
- Largeur : 61cm
- Longueur : 67cm

Dimensions plié :

- Hauteur : de 80 à 88cm
- Largeur : 61cm
- Longueur : 27cm

Assise :

- Hauteur : 54cm
- Largeur et profondeur : 35 x 32cm

Panier

- Longueur 40 cm, largeur 22 cm, profondeur 15 cm

Diamètre des roues : 8 pouces

Poids 8,5 kg

Poids maximal supporté : 110kg

coloris bordeaux

Matériel Médical CE.

