

FICHE TECHNIQUE



Debitmetre de pointe - Peakflow R-Plus

Pour le suivi du débit respiratoire à domicile et en cabinet

Débimètre de mesure mécanique du DEP (débit expiratoire de pointe). Peut mesurer l'intensité d'une crise d'asthme et réveler un déficit respiratoire.

Avec marqueur de zone (verte - jaune - rouge)

Modèle standard avec échelle 50 à 800 L/min.

S'utilise avec embouts jetables standard en carton avec ou sans valve anti reflux

- Ø 22 exterieur (Ø intérieur 20 mm) pour enfant
- Ø 30 exterieur (Ø intérieur 28 mm) pour adulte

Garantie 1 an.

Conseillé aux patients pour l'automesure et indiqué en cabinet médical.

Matériel médical CE.

Dispositif conforme à l'ISO 13485:2016