



Décolleur de lentes Double Action - 10 minutes - Tube de 60ml - Laboratoire Polidis

Démêlant cheveux - Peigne Anti Poux offert - Efficace dès 10 minutes

Le décolleur de lentes POLIDIS® a été spécialement conçu pour aider à éliminer les lentes, y compris celles qui sont encore vivantes. Son action consiste à détacher la spumaline, une substance collante déposée par la femelle du pou lors de la ponte, servant à fixer la lente sur le cheveu.

Ce décolleur de lentes démêle les cheveux et facilite ainsi le passage du peigne fin. Les lentes sont éliminées efficacement et on évite les risques de réinfestation.

Ce produit peut être appliqué sur un enfant de plus de 3 ans. Lire attentivement les instructions avant utilisation.

- Spécialement conçu pour éliminer les lentes, qui sont l'une des causes majeures de la réinfestation.
- Complément idéal de tous les traitements anti-poux.
- Agit seulement après 10min de pose
- Efficacité de la formule a été prouvée par un laboratoire français spécialisé en ectoparasites.
- Décolle les lentes en dissolvant la spumaline
- Démêle les cheveux et facilite ainsi le passage du peigne fin et l'élimination des lentes.

Efficacité rapide :

Le décolleur de lentes agit après seulement 10 minutes de pose.

Après le traitement, en respectant le mode d'emploi, jusqu'à 91% des lentes sont décollées du cheveu et tombées.

L'efficacité de la formule a été prouvée par un laboratoire français.

Peigne offert : Après l'utilisation de ce décolleur, il est important de bien passer le peigne fin mèche par mèche afin de se débarrasser de toutes les lentes décollées. Un peigne fin est offert.

Utilisation :

- Agiter le tube avant emploi.
- Appliquer le produit sur les cheveux.
- Masser pour répartir uniformément en insistant sur la nuque et derrière les oreilles.
- Laisser agir 10 minutes, rincer soigneusement à l'eau tiède.
- Sécher vigoureusement avec une serviette (le séchage vigoureux contribue à l'efficacité du traitement.)
- Peigner les cheveux mèche par mèche afin d'éliminer toutes les lentes.
- Répéter l'opération si nécessaire. Selon le type de cheveux, un shampoing peut être nécessaire après application.

Le conseil en + :

Pour éviter les recontaminations, il est nécessaire de traiter toute la famille en même temps. Décontaminez les draps, oreillers, vêtements et objets en contact avec la tête. Un passage en machine à 60°C éliminera les parasites.

Composition :

C12-15 Alkyl Benzoate, Aqua, Sucrose Palmitate, Glyceryl Stearate SE, Xanthan gum, Glyceryl Stearate Citrate, Potassium sorbate, Citric acid.

Contenance :
Tube de 60ml

Dispositif médical, 93/42/CEE, de classe I.

Produit fabriqué en Europe

Méthode de conservation : 15-30°C. Conserver à l'abri de la chaleur, du froid, de l'humidité et de la lumière.

Péremption : 36 mois après fabrication – 6 mois après ouverture.