



Désinfectant désodorisant équipements de protection Epi - Flacon vaporisateur de 300ml

Bombe de spray multiposition, elle désinfecte efficacement les chaussures, bottes, gants et casques.

Agréablement parfumé.
Pour une action curative et préventive.
Activité bactéricide (EN1276) et Fongicide (EN1650) après 30 minutes de contact.

Actif biocide :

- Chlorure de didecyldiméthylammonium (CAS 230-525-2) 1.02 g/kg
- Propan-2-ol (CAS 200-661-7) 0.41 g/kg
- Alcool éthylique (CAS 200-578-6) 300.02 g/kg

Mode d'emploi :

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser à l'intérieur des équipements de protection et laisser agir quelques instants.

Conditionnement : flacon vaporisateur de 300mL

Pour la désinfection rapide du matériel de protection.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

- Liquide et vapeurs inflammables