

Détergent désinfectant concentré Alkasytem+ pour systèmes d'aspiration dentaire - Bidon de 5L

Pour le nettoyage et la désinfection des systèmes d'aspiration chirurgicale et crachoirs.

- Action puissante sur les dépôts calcaires.
- Actif anti-mousse pour prévenir les interruptions d'aspiration.
- Actif sur Streptococcus mutans (une des bactéries responsables des caries).
- PH pur : 2.25 +/- 0.25.
- PH à 0.5% : 3.10 +/- 0.25.
- Parfum agrumes 100 % naturel.
- Couleur : incolore à jaune pâle.

Propriétés microbiologiques (conditions de saleté, 20°C) :

- Bactéricide EN13727 sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae et Streptococcus mutans en 15 min; EN 13697 sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli en 15 min.
- Levuricide EN13624 et EN13697 sur Candida albicans en 15 min.
- Virucide EN14476 sur Hépatite B (PRV) en 1 min, EN14476 sur Herpès simplex virus en 5 min.

Composition : tensioactifs cationiques et non-ioniques, désinfectants, agent détartrant, parfum (fragrance allergisante : d-limonene).

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Bidon de 2 L.

Fabriqué en France.

Dispositif Médical CE, classe IIb.

