

### Diffuseur humidificateur huiles essentielles aromathérapie Essentia

Diffusion d'une brume d'huiles essentielles pour assainir et humidifier l'atmosphère. Mode lumière 7 Leds couleur, jusqu'à 8 heures en continu.

Le diffuseur - humidificateur Essentia allie aromathérapie avec une diffusion à froid d'une fine brume et chromothérapie grâce à son système lumineux avec LED multicolores.

Il a une vitesse de nébulisation de 16ml/h, capacité du réservoir 0,85L, espace de diffusion 25m<sup>2</sup>.

Mode lumière: couleur fixe ou défilement couleur Arc-En-Ciel.

Effet sonore "ruissellement de l'eau", aide à réduire le stress en créant une atmosphère de détente.

Brumisation continue pendant 6 et 8 heures. Arrêt automatique après complète évaporation de l'eau.

Design élégant s'adapte parfaitement à tous les types de décoration. Pour un usage en intérieur.

- Capacité du réservoir: maxi 85ml.
- Vitesse de nébulisation: maxi 16ml/h.
- Puissance absorbée: 9W.
- Espace de diffusion: jusqu'à 25 m<sup>2</sup>.
- Temps de fonctionnement en continu: 6 à 8 heures.
- Eclairage 7 LEDS avec défilement des couleurs: violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé.
- 3 modes lumière: Cycle arc-en-ciel / Couleur fixe / Eteint.
- Boutons de contrôle technologie tactile.
- Utilisable avec tous les types d'huile essentielles et synergie.
- Résistante à la corrosion des huiles.
- Protège-lampe en verre soufflé sablé et base en bois naturel de rouvre.
- Alimentation secteur: 100 - 240V 50/60Hz.

#### Conseils d'utilisation:

- Versez l'eau dans la verrerie en respectant le niveau maximal.
- Ajouter la quantité désirée d'huiles essentielles souhaitée.
- Actionnez le bouton ON/OFF.

Le bouton "cromo" permet d'activer la fonction chromothérapie.

Dimensions: 8,5 x 8,5 x 15,1 cm.

Poids (sans eau): 0.64 kg.

Garantie 2 ans.

