

FICHE TECHNIQUE



Distributeur avec réservoir pour savon et gel - 800ml

Pour la distribution économique des savons liquides et des gels hydroalcooliques.

Pratique : utilisable avec tous les savons liquides et gels.

Produit solide, étudié pour un usage répété en collectivités

Réservoir à remplir convenant pour les savons, les lotions et les gels hydroalcooliques.

- Simple d'utilisation grâce à son réservoir de 800 CC
- Facile à nettoyer.
- Système écologique et économique, modifiez le débit de votre appareil de façon simple grâce à notre pompe réglable (1 ou 2 ml par pression)

Facile à installer, fermeture à clef

Matériaux : ABS

MODE D'EMPLOI

Effectuer une pression sur le bouton poussoir pour distribuer 1 ou 2 ml (selon votre réglage) de savons..