

FICHE TECHNIQUE

Divan Ecopostural à hauteur variable électrique 200 kg

Une nouvelle gamme de divans haute capacité avec :

- Commande périphérique à accès multiples chromée aux pieds
- Poids maximal de 200kg
- Nouveau moteur Ecopostural à levée rapide (22mm/s)

Hauteur variable électrique de 47 cm à 98 cm en moins de 30 secondes. Déport vers l'arrière lors de la montée.

Dossier avec cavité visage réglable avec déclive -16° et proclive + 68°, par un système de verin à gaz.

Porte rouleau chromé inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Sellerie grand confort sans couture, facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.

Nouveau :

- Traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Moteur rapide de 22mm/s - 6000N (au lieu de 10mm/s) avec protection thermique IP54.
- Poids maximum supporté 200kg.

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m³ pour examen médicaux.
- 40 kg/m³ pour kinésithérapie, ostéopathie et massage.
- 100 kg/m³ sur demande.

Châssis parallèle robuste en acier.

Piètement acier thermolaqué. Peinture époxyde sans solvant, coloris gris.

Roues escamotables et pieds ajustables en hauteur.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm
- Hauteur variable de 47 à 98 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm

Poids : 89 kg


25 coloris au choix.

Coloris Kiwi (58) en photo.

Etriers gynécologiques amovibles inox en option (choix à déterminer lors de la commande).

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.



Fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes
Cavalry, Burgos et Madrid.
[Voir les tabourets.](#)