

Salamender



Divan d'esthétique 2 parties à hauteur variable électrique Salamender

Design et hygiène pour les soins en institut. Piètement et sellerie avec traitement antibactérien.

Table d'esthétique à hauteur variable électrique, dossier inclinable à l'aide de leviers bilatéraux, sellerie grand confort 12 coloris au choix.

- Hauteur variable de 57 à 91 cm (moteur électrique 230V, isolation classe 1).
- Télécommande manuelle.
- Indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau.
- Dossier inclinable de 0 à 60° avec leviers bilatéraux et vérin à gaz.
- Chassis croisé en acier avec agent antibactérien (Interpon 700AB).
- Sellerie sans coutures. Ignifuge (classe M1). Facilement lavable.
- 4 roues avec protection coque ABS.
- Portée maximale : 190 kg.

La ligne 400 Salamender bénéficie d'un indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau, ainsi que d'un piètement avec traitement antibactérien.

Dimension totale: L 188 x l 65 cm.

Dossier L 67 x l 65 cm, assise horizontale L 120 X l 65 cm, roues 100 mm de diamètre.

Densité de sellerie : 40 kg/m³, épaisseur 4 cm.

Normes 93/42CE (classe 1), EN 60601-1, EN 60601-2.

Fabrication Européenne avec garantie de 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port.

Supplément pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré avec porte rouleau pour draps d'examen de largeur 50 à 75 cm et support latéral pour télécommande.