

### Divan d'esthétique Ecopostural électrique hauteur variable

#### Pour les soins en institut et le massage.

Le divan Flexium est un modèle polyvalent, il reste la valeur sûre en matière de rapport qualité/prix, de robustesse et d'ergonomie.

Hauteur variable de 48 à 85 cm avec vérin électrique. Portée jusqu'à 135 kg.

Sellerie sans coutures grand confort, facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>3</sup> pour examens médicaux.
- 40 kg/m<sup>3</sup> pour examen spécialisés.
- 100 kg/m<sup>3</sup> sur demande.

Pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale et roues escamotables. Dossier d'une longueur de 72cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 65° par un système autobloquant.

Commande électrique au pied.

Piètement métal blanc.

Choix de 5 coloris de sellerie.

Porte rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

#### Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm
- Hauteur variable de 48 à 85 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm
- Poids : 67 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

