

Divan d'esthétique Ecopostural pieds démontables laqué blanc hauteur fixe



Divan en acier laqué pour soins en institut.

Table d'esthétique avec pieds démontables, hauteur fixe et dossier relevable manuellement.

Dossier avec cavité visage, longueur 75 cm, inclinable de 0 à 60° par système autobloquant.

Sellerie sans coutures, grand confort, facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 7 cm (existe en densité 40 kg/m³ et 100 kg/m³ sur simple demande).

5 coloris au choix (voir nuancier).

Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
 - Largeur : existe en 62 ou 70 cm
 - Hauteur : 75 cm
 - Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
 - Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm
 - Piètement 5 cm de diamètre
- Poids 30 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)