

Salamender



Divan d'esthétique hauteur variable électrique Salamender

Table d'esthétique fonctions multiples: hauteur variable avec dossier inclinable et position de Trendelenburg.

Hauteur variable électrique, position de Trendelenburg télécommandée, dossier inclinable et sellerie grand confort avec 12 coloris au choix.

- Hauteur variable électrique de 71 à 98 cm.
- Position de Trendelenburg télécommandée, inclinaison jusqu'à -21°.
- 2 moteurs électriques 230V/4000-6000 Newtons (isolation classe 2).
- Télécommande manuelle 6 fonctions.
- Indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau.
- Dossier relevable de 0 à 50° avec vérin à gaz et commandes bilatérales.
- Chassis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien (Interpon 700AB), coloris gris.
- Revêtement sellerie sans couture, ignifuge (classe M1), facilement lavable.
- Portée maximale : 190 kg.

La ligne 400 Salamender bénéficie d'un indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau, ainsi que d'un piétement avec traitement antibactérien.

Dimensions : L 185 x l 65 cm, dossier 64 cm, poids 81 kg.

Normes 93/42CE (classe 1), EN 60601-1 (CEI 62-5).

Fabrication Européenne avec garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite Franco de port. Option pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Livré avec porte rouleau pour drap d'examen et 2 supports latéraux pour télécommande et accessoires. En option : base 3 roulettes escamotables pour faciliter les déplacements, pied à sérum double crochets disponibles sur demande.