

### Divan d'examen Ecopostural dossier électrique hauteur variable - 200kg

Une nouvelle gamme de divans haute capacité avec :

- Dossier relevable électriquement
- Commande périphérique à accès multiples chromée aux pieds
- Portée maximale de 200 kg
- Nouveau moteur à levée rapide (22mm/s)

Hauteur variable de 47 à 98 cm.

Dossier avec cavité visage réglable avec proclive + 70°, par un système motorisé.

Déport vers l'arrière lors de la montée.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempte de substances nocives.

Nouveau :

- Traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).
- Moteur rapide de 22mm/s - 6000N (au lieu de 10mm/s) avec protection thermique IP54.
- Poids maximum supporté 200kg.

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :

- 25 kg/m<sup>3</sup> pour examen médicaux.
- 40 kg/m<sup>3</sup> pour kinésithérapie, ostéopathie et massage.
- 100 kg/m<sup>3</sup> sur demande.

Châssis parallèle robuste en acier.

Piètement acier avec peinture époxyde, thermolaqué sans solvant. Coloris gris.

Roues escamotables et pieds ajustables en hauteur.

Porte rouleau chromé inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

**OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).**

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm
- Hauteur variable de 47 à 98 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm

Poids : 94 kg

25 coloris au choix.


Coloris Bleuet (54) en photo.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE.



Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.  
[Voir les tabourets.](#)