

### Divan d'examen Egvar - Avec porte rouleau - Bleu

Divan d'examen Egvar avec piétement métal chromé - Avec porte rouleau - Fabrication européenne.

Ce divan d'examen EGVAR est un modèle offrant un gain de place grâce à l'absence de barre centrale inférieure. La structure de ce modèle est renforcé par deux barres horizontales pour assurer une bonne stabilité.

Pour plus de praticité, il est équipé d'un porte rouleau qui facilite l'installation des draps d'examens et pour un confort amélioré, la tête du divan est relevable et autobloquante.

#### Caractéristiques techniques :

- Piétement en metal chromé, tubes ronds de 30mm,
- Structure renforcée, diamètre de 35mm,
- Sellerie sans couture, d'épaisseur 4 cm, densité 30kg/m<sup>3</sup>.
- Coloris : Bleu,
- Dimensions : H 75 x L 190 x l 60 cm,
- Dossier : L 55 x l 60 cm,
- Assise horizontale : L 130 x l 60 cm,
- Poids maximum supporté : 130 kg.

Existe également en : [Blanc](#), [Gris](#) et en [Noir](#).

Livré en kit, à monter.

Classé non feu M2.  
Garantie 2 ans.  
Fabrication Européenne.

