

FICHE TECHNIQUE

Divan électrique en 2 parties - Hauteur ajustable - Dossier inclinable - Coloris Bleu Foncé

Sellerie grand confort, épaisseur 9 cm. Levée rapide de 57 à 87 cm. Dossier inclinable à 60°. Portée 200 kg.

Polyvalent, ce divan électrique en 2 parties s'adapte à tout type de soins : en cabinet médical ou en hôpital, pour la kinésithérapie, la physiothérapie, les soins esthétiques ou encore les salons de tatouage.

Ajustement de la hauteur et inclinaison du dossier, offrant un confort optimal au patient et une ergonomie pour le praticien.

Matériel conforme 2014/35/UE, 2014/30/UE.

- Revêtement en similicuir de qualité médicale

- Résistant aux désinfectants et lavable pour un nettoyage aisé
- Inclinaison du dossier, possibilité de position demi-assise et hauteur ajustable
- Moteur électrique silencieux avec commande manuelle filaire
- Coussin repose-tête amovible pour laisser place à un trou facial
- Structure en acier époxy blanc résistante aux chocs et à la corrosion
- Pieds équipés de patins antidérapants
- Rembourrage en mousse ignifugé BS-EN 1021-1/2

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 195 x 70 x 57 cm
- Hauteur minimum : 57 cm
- Hauteur maximum : 87 cm
- Inclinaison du dossier : 0 à 60 °
- Épaisseur du rembourrage : 9 cm
- Poids : 50 kg
- Chargement max : 200 kg
- Télécommande : 2 boutons
- 4 roulettes
- Alimentation : AC100~130V/220~240V, 50/60Hz
- Sortie : DC 24V
- Puissance : 50W

Coloris : Bleu Foncé

Existe aussi en [Noir](#), [Bleu Clair](#) et en [Gris](#).

Garantie : 1 an

