

## FICHE TECHNIQUE

### Doseur plastique 1L, forme ergonomique - Bastos - Lot de 6

#### Forme ergonomique pour une bonne prise en main

Cruche 1L, 100 % propylène.

Forme ergonomique, pour une bonne prise en main.  
Pratique, graduations de chaque côté, utilisation avec la main gauche ou la main droite possible.  
Graduations : 50 ml et 2,5 floz.

Stérilisable :

- Autoclave : 121°C, 20 min,
- Radiations,
- Oxyde d'éthylène.

Vendu par lot de 6 pièces.

Matériel certifié CE.

