

## **FICHE TECHNIQUE**



## Drap d'examen economique - Largeur 50cm - Fabrication européenne - Robé Médical

Très doux et résistant. Épaisseur 2 plis 2x18 g. Non gaufré. 150 formats. Longueur totale 57m.

Traité anti-humidité. Largeur 50 cm / longueur 57 m. 150 formats prédécoupés de  $50 \times 38$  cm.

Nos draps d'examen utilisent une cellulose issue de forêts respectant les principes d'une exploitation durable.

- Grammage : 35 g/m<sup>2</sup> (± 5%)

Résistance à sec :
Sens Marche : 290 N/m
Sens Travers : 190 N/m

 Résistance mouillé : Sens Marche : 58 N/m Sens Travers : 38 N/m

- Gradation de blanc: 83

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006 Ne contient aucune substance SVHC

Vendu par carton de 12 rouleaux. Prix dégressif à partir de 2 cartons achetés.

Fabrication Européenne.