



Drap d'examen gaufré 2 plis largeur 50cm -121 formats - Fabrication européenne - Robé Médical

Protection renforcée double épaisseur pure ouate de cellulose en papier recyclé. Longueur totale 41 m. Lot de 9 rouleaux.

Drap d'examen blanc en pure ouate de cellulose présente une texture gaufrée double épaisseur, hautement absorbante et conçue pour résister à l'eau, empêchant ainsi les liquides de se répandre.

Résistant pour l'examen médical, doux et confortable pour le patient.

- **100 % pure pâte de cellulose micro-gaufrée collée**
- Rouleau de 41 m pesant 720 g
- 121 feuilles prédécoupées de 50 cm de largeur
- Grammage 34 g/m²
- Absorption élevée et résistance à l'eau
- Meilleure adhérence à la table d'examen
- Douceur et résistance
- Confort optimal pour le patient
- Testé sous contrôle allergique
- Anti-allergique
- Sans latex

Conditionnement : Vendus par lot de 9 rouleaux emballés individuellement.

Dispositif Médical CE.

- Certifié BfR, papier
- Norme EN 71-3
- Certifié FSC
- Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006 REACH
- EN ISO 12625-6, EN ISO 12625-4, EN ISO 12625-5, EN ISO 12625-7