



### **Drap d'examen gaufré plastifié Bleu largeur 50cm - 27g - Fabrication européenne - Robé Médical**

Une face absorbante, une face plastifiée pour un maximum de protection. Longueur totale 50 m.

*[ Suite à une rupture fournisseur, ce produit sera disponible début juillet 2023 ]*

Drap d'examen pure ouate de cellulose bleue avec plastique polyéthylène contre-collé, doux, absorbant, résistant et imperméable aux liquides. 1 face absorbante pour le confort du patient, 1 face imperméable pour la protection du divan d'examen.

- Pure ouate de cellulose.
- Texture micro gaufrée.
- Face plastifiée en polyéthylène.
- Rouleau de 132 formats prédécoupés soit 50m de longueur totale.
- Épaisseur: 27g/m<sup>2</sup>.
- 1 face absorbante: 21g/m<sup>2</sup>.
- 1 face plastifiée imperméable: 6g/m<sup>2</sup>.

Destinés aux tables de consultations médicales en cabinet ou en milieu hospitalier (gynécologie, pédiatrie, gériatrie...). Également utilisé dans les cabinets de kinésithérapie, les centres esthétiques et de massage, les salons de tatouage, vétérinaires.

Coloris Bleu.

Dimensions d'un rouleau : largeur 50 cm x longueur 50 m.  
Poids du rouleau : 750g.

Dimensions d'un format (feuille): 38cm x 50 cm.

Vendu par carton de 12 rouleaux.  
Emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

[Existe également en Rose, Jaune, Vert et Violet.](#)