

Drap d'examen plastifié imperméable bleu largeur 50cm - 38g - Robé Médical

Protection et imperméabilité renforcée avec couche ultra dense. Longueur totale 57 m.

Drap d'examen résistant et imperméable aux liquides. Double épaisseur pour tables de consultation en cabinet médical ou en milieu hospitalier.

1 face absorbante pour le confort du patient, 1 face imperméable pour la protection du divan d'examen.

- Rouleau de 150 formats, soit 57 m de longueur totale.
- Poids d'un rouleau : 1030g.
- Épaisseur: 38g/m².
- Face imperméable bleue.
- Face absorbante blanche.

Dimensions d'un format (feuille):
Largeur 50cm x Longueur 38cm

Vendu par carton de 12 rouleaux.
Emballage individuel.

Matériel médical CE.

Prix donnés pour 1 rouleau pour un achat minimal de :

- 1 carton de 12 rouleaux
- 2 cartons de 12 rouleaux (soit 24 rouleaux)
- 4 cartons de 12 rouleaux (soit 48 rouleaux)

