



Drap d'examen ultra compact - Largeur 50cm - 300 formats - Carton de 6

Pour un gain de place par rapport à un drap d'examen classique Volume de stockage inférieur d'environ 30%. Longueur 105 m.

- 300 formats prédécoupés de 50 x 35 cm, soit le double d'un rouleau classique de 150 formats (1 compact = 2 classiques).
- Dimensions des rouleaux ultra compacts : largeur 50 cm, diamètre 14 cm
- Qualité douce et non déchirante
- 2 x 18 gr. ouate de cellulose extra blanche
- Cellulose traité anti-humidité

Ce produit a été fabriqué à partir de cellulose de bois issue de forêt respectant les principes d'une exploitation durable (FSC et PEFC). Avec label écologique européen.

Livraison en carton de 6 rouleaux.
Prix dégressif à partir de 2 cartons achetés.

Fabrication française.