

FICHE TECHNIQUE



Drap de transfert usage unique - 70g par m² - 150 x 220cm

Disponible en quantités limitées.

Draps non tissés pour transfert patient 150X220 CM 70g/m².

- Très résistant, résiste à un poids pouvant aller jusqu'à 150 kg.
- Pour Ambulanciers, urgences établissements et soins à domicile.
- Pour tout type de transfert (sol, chaise et lit à brancard ou braancard à brancard ou à lit).
- Drap en non tissé polypropylène, d'une dimension de 150x220 cm.
- Non tissé polypropylène blanc.

Conditionnement sous emballage individuel plastique.

Vendus par carton de 50 draps.

Coloris blanc.