

Drap housse élastiqué en polyester enduit pour brancard - Largeur 60cm

Drap housse avec 3 élastiques pour un meilleur maintien au brancard

En polyester enduit polyuréthane, avec élastique de maintien à chaque extrémité et au centre.

Rapide à mettre en place, recouvre l'intégralité de la sellerie du brancard. Matière imperméable et hygiénique.

- Housse en polyester enduit polyuréthane.
- 3 élastiques de maintien.
- Lavable à 90°C ou par épongeage avec un spray nettoyant/désinfectant.
- Coloris: Bleu nuit.

S'utilise dans les ambulances, les services de secours, les hôpitaux, les cliniques...

Dimensions: 50 x 190 x 8 cm.

