



Duoderm Hydrogel Tube 15g - Convatec - Boite de 10 tubes

Pour la détersion des plaies sèches, nécrotiques ou fibrineuses.

Gel hydrocolloïde permettant une détersion physiologique tout en facilitant les processus naturels de lyse des déchets nécrotiques et fibrineux.

- Gel stérile,
- Hydratant.

Composition Hydrogel Duoderm :

- Eau et propylène glycol,
 - Hydrocolloïdes naturels (carboxyméthylcellulose de sodium et pectine).
- Sans latex, sans phtalates (DEHP), sans produits d'origine animale ou biologique.

Tube de 15g.

Matériel médical CE 0086.