

## FICHE TECHNIQUE



### **Eau oxygénée Gilbert stabilisée 10 volumes - Flacon de 250ml**

Pour le nettoyage et la désinfection.

A base de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (péroxyde d'hydrogène).

Désinfectant et hémostatique, arrête le saignement des écorchures.

- Nettoye la peau.
- Usage externe.
- Voie cutanée.
- Sans alcool.

Le terme "10 volumes" indique qu'un litre de solution peut délivrer 10L d'oxygène actif.

Vendu en flacon de 250 ml.

Fabrication française.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*