

### Eau purifiée stérile Gilbert - Monodose de 50ml - Boîte de 32

Pour le lavage des plaies et pour les préparations pharmaceutiques.

L'eau purifiée est utilisée en pharmacie en tant que solvant dans les préparations de produits pharmaceutiques, en tant que lavage des plaies ou pour le nettoyage de matériel en milieu hospitalier.

- Usage externe.
- Usage unique.
- Flacon incassable en polyéthylène.
- Unidoses de 50ml.
- Stérile.
- Ne pas avaler, ne pas injecter.

Conditionnée par boîte de 32 unidoses stériles de 50 mL.

Fabrication française.

Conformité à la monographie de la Pharmacopée Européenne.

Dispositif médical de classe IIa.

