

### Échelle optométrique d'Armaignac par lecture directe à 5 m - Enfants/Adultes - Lettrés/Illétrés

Panneau mural pour les tests d'acuité visuelle angulaire en vision de loin.

Échelle optométrique d'Armaignac avec impression en noir du E de Raskin sur papier glacé blanc.

**Lecture à 5 m pour la vision de loin**, sous différents angles.

Permet d'éviter que les patients lettrés ne devinent la position des lettres même lorsque la vision est floue.

Convient également à la détection d'anomalies visuelles chez les personnes illettrées.

- 11 lignes composées du E de Raskin sous différents angles
- Orientation changeante de l'affiche
- Diagnostic du pouvoir séparateur rétinien
- Affiche murale

#### Dimensions :

- Taille : 66 x 27,5 cm
- Poids : 31 g

**Conditionnement :** Affiche vendue à l'unité

*Matériel Médical CE.*

