

Électrode mousse à pression pour holter épreuve d'effort - 36 x 48mm - Sachet de 30

Modèle spécial Holter, test d'effort, monitoring

Support mousse adhésif pré-gélinifié pour une adhérence optimale sur la peau du patient. Composants hypoallergéniques. Excellente conductivité avec Ag/AgCl.

- Mousse PE: épaisseur 1mm
- Adhésif hypoallergénique
- Film sous adhésif siliconné
- Surface pré-gélinifiée: Ø 17 mm
- Contact haute sensibilité Ag/AgCl assurant une bonne conductivité
- Pression acier inoxydable
- Sans latex
- Sans PVC
- Usage unique

Électrodes rectangulaires: 36 x 48 mm.

Conditionnement en sachet étanche et stérile de 30 électrodes.

Fabrication Européenne.
Matériel médical CE.

