

Électrodes mousse à pression rondes universelles pour ECG - Ø 43mm - Sachet de 30

Modèle universel spécial ECG et monitoring

Support mousse adhésif pré-gélifié pour une adhérence optimale sur la peau du patient.

Composants hypoallergéniques.

Contact avec Ag/AgCl assurant une excellente conductivité.



- Mousse PE: épaisseur 1mm
- Adhésif hypoallergénique
- Film sous adhésif siliconné
- Surface pré-gélifiée: Ø 17 mm
- Contact haute sensibilité Ag/AgCl assurant une bonne conductivité
- Pression acier inoxydable
- Sans latex
- Sans PVC
- Usage unique

Électrodes rondes Ø 43 mm.

Conditionnement en sachet étanche et stérile de 30 électrodes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.