

## FICHE TECHNIQUE

### Électrodes mousse à pression rondes universelles pour ECG - Ø 54mm - Sachet de 30

Modèle universel pour tous types d'ECG adulte et enfant

Support mousse adhésif pré-géllifié pour une adhérence optimale sur la peau du patient.

Contact avec Ag/AgCl assurant une excellente conductivité.

Composants hypoallergéniques.



- Mousse PE, épaisseur 1mm
- Adhésif hypoallergénique
- Surface pré-géllifiée, Ø 17 mm
- Film sous adhésif siliconné
- Contact haute sensibilité Ag/Agcl assurant une bonne conductivité
- Pression acier inoxydable
- Sans latex
- Sans PVC
- Usage unique

Électrodes rondes Ø 54 mm.

Conditionnement en sachet étanche et stérile de 30 électrodes.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.