



### Ensemble électrique Wengé à hauteur variable - 2 moteurs - avec tiroir

Divan grand confort avec hauteur variable et dossier réglable par télécommande. Marche pied assorti en wengé.

Découvrez confort et fonctionnalité avec notre table d'examen grand luxe, accompagnée de son marchepied assorti en wengé, pour une élégance incomparable dans votre cabinet. Cette table offre une gamme complète de fonctionnalités pour répondre aux besoins de votre pratique :

- Commandes électriques pour régler aisément la hauteur et l'inclinaison du dossier, assurant un ajustement précis et confortable pour chaque patient.
- Dossier rectangulaire équipé d'une cavité visage amovible pour un confort optimal lors des examens.
- Hauteur réglable de 63 à 91 cm, offrant une accessibilité optimale pour les praticiens de toutes tailles.
- Inclinaison par télécommande du dossier de 0° à 70°, pour une position personnalisée adaptée à chaque type d'examen.
- Accoudoirs amovibles pour une flexibilité maximale en position dorsale ou ventrale.
- Revêtement confortable, résistant et antidérapant, assurant le bien-être et la sécurité des patients.
- Base équipée d'un tiroir de rangement intégré, pour une organisation efficace de votre matériel.
- Mousse de haute qualité avec une densité de 27-28 kg/m<sup>2</sup>, garantissant un soutien optimal et une durabilité exceptionnelle.

Les dimensions généreuses de la table garantissent un confort maximal pour les patients :

- Longueur : 202 cm.
- Largeur : 75 cm.
- Hauteur variable de 63 à 91 cm.
- Épaisseur du matelas : 7,5 cm.

Le marchepied assorti offre une stabilité supplémentaire et une esthétique harmonieuse :

- Matériau : bois.
- Dimensions : 400 x 400 x 300 mm.
- Poids max. supporté : 150 kg.
- Nettoyage à sec, à l'aide d'un chiffon.

Avec son piètement coloris bois wengé, cette table d'examen ajoute une touche d'élégance à votre espace professionnel. Robuste et fiable, elle peut supporter jusqu'à 200 kg, garantissant la sécurité de vos patients.

Profitez de notre garantie de 3 ans pour une tranquillité d'esprit totale. De plus, la livraison est gratuite, avec la possibilité de choisir un service de livraison sur rendez-vous avec deux porteurs pour une installation aisée, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage.

- Dossier rectangulaire avec cavité visage amovible.
- Hauteur réglable de 63 à 91 cm.
- Dossier inclinable de 0° à 70°.
- Accoudoirs amovibles.
- Matière confortable, résistante et antidérapante.
- Base avec tiroir de rangement intégré.

- Densité de la mousse : 27-28 kg/m<sup>2</sup>.

Dimensions de la table :

- Longueur : 202 cm.
- Largeur : 75 cm.
- Hauteur variable de 63 à 91 cm.
- Épaisseur du matelas : 7,5 cm.

Dimensions du tiroir :

- Dimensions externes : 375 x 328 x 164 mm.
- Dimensions internes : 336 x 290 x 110 mm.

Marchepied :

- Matériau : bois.
- Dimensions : 400 x 400 x 300 mm.
- Poids max. supporté : 150 kg.
- Nettoyage à sec, à l'aide d'un chiffon.

Piètement coloris bois.

Poids : 95 kg.

Poids max. supporté : 200 kg.

Garantie 3 ans.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.