

Éosine 2 % - Flacon 50 ml - Cooper

Solution asséchante pour application locale.

L'éosine 2% de Cooper est une solution aux propriétés antiseptiques et asséchantes, conçue pour le traitement des plaies superficielles et des irritations cutanées. Elle est particulièrement recommandée chez le nouveau-né, pour traiter l'érythème fessier et pour le soin du cordon ombilical.

- Convient à toute la famille
- Action asséchante
- Limite l'exsudation
- Traite les plis cutanés humides
- Prévient les infections en maintenant les zones affectées sèches

Conseils d'utilisation :

1 à 2 fois par jour, appliquer à l'aide d'une compresse stérile ou directement sur la zone à traiter.

Si la zone risque de s'infecter, utiliser d'abord un antiseptique avant d'appliquer l'éosine.

Composition :

Éosine disodique : 2.00 g
Chlorphénésine, Pentylène glycol
Eau purifiée q.s.p 100 ml

Précautions d'emploi :

- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Ne pas avaler
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants de la solution
- Ne pas toucher la surface à traiter avec le bouchon réducteur
- Bien refermer le flacon après chaque utilisation

Conditionnement : flacon de 50 ml.

