

FICHE TECHNIQUE

Epiglu colle cutanée stérile monodose 0,3ml

Nouvelle présentation encore plus ergonomique avec embout pointu pour une plus grande précision.

Idéal pour le traitement des plaies et lésions superficielles. Permet une cicatrisation de la peau sans suture.

Utilisation : traitement des coupures, plaies, incisions chirurgicales.

Avantages :

- Pose rapide et indolore,
- Embout pointu (amovible) pour plus de précision.
- Durcit en 10 secondes environ et fixe les bords de la plaie,
- Excellente cicatrisation de la peau sans suture,
- Pas de risque de développer des germes (effet inhibiteur),
- Temps de résorption de 6 à 10 jours.

Mini-tubes stériles de 0,3 ml chacun permettant environ 7 cm d'application. Conditionnement en boîtes de 10 mini-tubes.

Se conserve au congélateur.

Materiel medical Fabrication Allemande. CE

