

FICHE TECHNIQUE

Esse en acier pour pouliothérapie

Esse en acier nickelé pour accroche de pouliothérapie

L'Esse est un crochet pour accrocher le matériel et les accessoires de pouliothérapie. Sa forme et l'acier nickelé qui la compose assurent sa solidité et sa résistance lors des exercices de rééducation.

Deux formats sont disponibles pour cette accroche.

Gabarits disponibles :

- Hauteur de 4,5 cm et 0,45 cm de diamètre du fil
- Hauteur de 5,7 cm et 0,6 cm de diamètre du fil

Fabriqué en France.

