

## FICHE TECHNIQUE

### Eyescoppe, lampe frontale rechargeable

#### Rechargeable, pour une utilisation pratique et économique

Lampe frontale pour examens médicaux.

- Forme ergonomique et confortable.
- Eclairage LED, illumination blanche 15 000 lx
- Longévité de l'ampoule : 50 000 heures.
- Batterie lithium rechargeable, 4 heures d'autonomie.
- Lampe orientable.
- Tour de tête réglable.
- Bandeau avec coussinet amovible, facile à nettoyer.
- Interrupteur marche/arrêt avec indicateur lumineux.
- Plastique résistant aux chocs.

Taille du bandeau : de 534 à 638 mm.

Poids : 119 g.

Matériel médical CE.

Garantie : 2 ans.

