



### Fauteuil de podologie électrique - Avec jambières séparées et hauteur variable - Bleu Foncé

Fauteuil multipositions permettant une position assise, semi-assise ou allongée. Hauteur ajustable, dossier inclinable et repose-pieds avec jambières séparées.

Fauteuil électrique en 3 parties conçu pour s'adapter à tout type de soins : en cabinet médical ou en hôpital, pour la kinésithérapie, la physiothérapie, les soins esthétiques ou encore les salons de tatouage.

Équipé de jambières séparées, il offre une flexibilité maximale lors des soins.

La hauteur variable, le dossier et le repose-pieds inclinables permettent d'offrir un confort optimal aux patients et une ergonomie parfaite pour les professionnels de la santé.

**Matériel conforme 2014/35/UE, 2014/30/UE.**

#### - Sellerie avec revêtement de qualité médicale

- Résistant aux désinfectants et lavable pour un nettoyage aisé
- Inclinaison du dossier et des jambières pour une position assise, semi-assise ou allongée
- Hauteur ajustable manuellement grâce à la télécommande
- Repose-pieds et accoudoirs rabattables pour un accès facile
- Moteur électrique silencieux
- Pédale de contrôle
- Coussin repose-tête inclinable et amovible pour laisser place à un trou facial
- Structure en acier époxy blanc résistante aux chocs et à la corrosion
- Pieds équipés de patins antidérapants
- Rembourrage épais en mousse pour un confort prolongé
- Ignifugé BS-EN 1021-1/2

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 182 x 72 x 72 cm
- Hauteur minimum : 72 cm
- Hauteur maximum : 89.5 cm
- Inclinaison du dossier : 110°
- Inclinaison du repose-pieds : 77°
- Inclinaison des accoudoirs : 104°
- Matériau de la sellerie : PU/PVC
- Épaisseur de la sellerie : 6 cm
- Poids net : 75 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Télécommande : 2 boutons
- Tension d'entrée : AC 220V/50Hz
- Tension de sortie : DC 24V

**Coloris :** Bleu Foncé

**Garantie :** 1 an