



Fauteuil de prélèvement et dialyse Ecopostural hauteur réglable électrique

Pour une position idéale lors du prélèvement

Fauteuil de prélèvement et dialyse à hauteur variable électrique avec dossier et jambières relevables manuellement.
Hauteur variable de 58 à 87 cm.

Les accoudoirs sont réglables en hauteur et également inclinable par un système de rotules.

Le fauteuil permet de placer le patient en position en Trendelenburg afin d'avoir le bassin plus élevé que la tête et les épaules.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles
- Couleur résistante à la lumière
- Garantie exempt de substances nocives
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (staphylocoque doré)

Densité de sellerie : 25 kg/m³, épaisseur 5 cm

Coloris : 25 coloris au choix (voir nuancier). Coloris Roi (53) en photo

Dossier : hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par système autobloquant

Jambière : 44 cm, inclinable de -90° à +15° par système autobloquant

Accoudoirs : réglables en hauteur et également inclinable

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°

Réglage en hauteur par moteur électrique avec commande au pied.

Avec roulettes escamotables par un seul levier.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Dimensions :

- Longueur 182 cm
- Largeur 62 cm
- Poids 62 kg

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.

Matériel médical CE 93/43

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

