

Fauteuil de tatouage Ecopostural hauteur fixe

Pour une position idéale pour le tatouage.

Fauteuil de tatouage à hauteur fixe avec dossier et jambes relevables manuellement.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Bleuét (54) en photo.

Dossier hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75° par un système autobloquant.

Jambière 44 cm, inclinable de -60° à +18° par un système autobloquant.
Repose jambes séparées articulables.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°.

Avec accoudoirs et pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité.

Dimensions :

- Longueur 188 cm
- Largeur 62 cm
- Poids 68 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fauteuil de tatouage de fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

