



Fauteuil électrique Egvar blanc, à hauteur variable

Fauteuil 5 parties multipositions permettant de choisir une position assise, allongée ou semi-allongée.

Fauteuil 2 moteurs électrique avec télécommande manuelle pour régler la hauteur et le dossier.

Hauteur variable de 61 à 79 cm.

Jambière et position "Trendelenburg" jusqu'à -15° inclinable par levier manuel.

Accoudoirs et repose tête amovibles.

Sellerie grand confort.

Spécialement adapté pour les esthéticiennes, les tatoueurs, les podologues et toutes sortes d'examen médicaux.

- Piétement métal blanc.
- Sellerie grand confort en similicuir.
- Hauteur variable: 61 à 79 cm.
- Dossier inclinable de 0° à +85°.
- Jambière inclinable de -85° à 0° par levier manuel.
- Position Trendelenburg jusqu'à -15° par levier manuel.
- Repose pieds extensible.
- Accoudoirs rabatables, amovibles.
- Repose-tête réglable en hauteur, amovible. Avec cavité visage.
- Patins ajustables permettant de stabiliser le fauteuil.
- Portée maximum: 150 Kg.

Livraison Franco de port au pas de la porte.

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Modèle : EGVAR, coloris Blanc.

[Également disponible en gris café.](#)

Dimensions: L.190 x l.88 cm.

Poids: 65 kg.

Garantie 3 ans structure, moteur et sellerie.

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.