



Fauteuil électrique Egvar en 3 parties - Position assise, semi-assise ou allongée - Bleu Foncé

Fauteuil multifonctions avec commande manuelle. Hauteur ajustable, dossier et repose-pieds inclinables.

Fauteuil électrique polyvalent en 3 parties conçu pour s'adapter à tout type de soins : en cabinet médical ou en hôpital, pour la kinésithérapie, la physiothérapie, les soins esthétiques ou encore les salons de tatouage.

Nombreux réglages possibles pour le confort optimal du patient, tout en facilitant l'auscultation par le praticien.

Matériel conforme 2014/35/UE, 2014/30/UE.

- Sellerie avec revêtement de qualité médicale

- Résistant aux désinfectants et lavable pour un nettoyage aisé
- Inclinaison du dossier, possibilité de position assise, semi-assise ou allongée
- Hauteur ajustable, repose-pieds et accoudoirs rabattables pour un accès facile
- Moteur électrique silencieux avec commande manuelle filaire
- Pédale de contrôle
- Coussin repose-tête inclinable et amovible pour laisser place à un trou facial
- Structure en acier époxy blanc résistante aux chocs et à la corrosion
- Pieds équipés de patins antidérapants
- Rembourrage épais en mousse pour un confort prolongé
- Ignifugé BS-EN 1021-1/2

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 182 x 72 x 72 cm
- Hauteur minimum : 72 cm
- Hauteur maximum : 89.5 cm
- Inclinaison du dossier : 110°
- Inclinaison du repose-pieds : 77°
- Inclinaison des accoudoirs : 104°
- Matériau de la sellerie : PU/PVC
- Épaisseur de la sellerie : 6 cm
- Poids net : 75 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Télécommande : 2 boutons
- Tension d'entrée : AC 220V/50Hz
- Tension de sortie : DC 24V

Coloris : Bleu Foncé

Existe aussi en [Noir](#), [Bleu Clair](#), [Blanc](#), [Vert](#), [Gris](#)

Garantie : 1 an