



### Fauteuil électrique Egvar en 3 parties - Position assise, semi-assise ou allongée - Coloris Blanc

Fauteuil multifonctions avec commande manuelle. Hauteur ajustable, dossier et repose-pieds inclinables.

Fauteuil électrique polyvalent en 3 parties conçu pour s'adapter à tout type de soins : en cabinet médical ou en hôpital, pour la kinésithérapie, la physiothérapie, les soins esthétiques ou encore les salons de tatouage.

**Nombreux réglages possibles pour le confort optimal du patient**, tout en facilitant l'auscultation par le praticien.

**Matériel conforme 2014/35/UE, 2014/30/UE.**

#### - Sellerie avec revêtement de qualité médicale

- Résistant aux désinfectants et lavable pour un nettoyage aisé
- Inclinaison du dossier, possibilité de position assise, semi-assise ou allongée
- Hauteur ajustable, repose-pieds et accoudoirs rabattables pour un accès facile
- Moteur électrique silencieux avec commande manuelle filaire
- Pédale de contrôle
- Coussin repose-tête inclinable et amovible pour laisser place à un trou facial
- Structure en acier époxy blanc résistante aux chocs et à la corrosion
- Pieds équipés de patins antidérapants
- Rembourrage épais en mousse pour un confort prolongé
- Ignifugé BS-EN 1021-1/2

#### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 182 x 72 x 72 cm
- Hauteur minimum : 72 cm
- Hauteur maximum : 89.5 cm
- Inclinaison du dossier : 110°
- Inclinaison du repose-pieds : 77°
- Inclinaison des accoudoirs : 104°
- Matériau de la sellerie : PU/PVC
- Épaisseur de la sellerie : 6 cm
- Poids net : 75 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Télécommande : 2 boutons
- Tension d'entrée : AC 220V/50Hz
- Tension de sortie : DC 24V

**Coloris** : Blanc

Existe aussi en [Noir](#), [Bleu Clair](#), [Bleu Foncé](#), [Vert](#), [Gris](#)

**Garantie** : 1 an