



### Fauteuil roulant de transfert Klem - Pliable - Assise 43cm - Rouge

Pliant, léger et facilement transportable. Avec assise confortable.

Ce fauteuil de transfert est spécialement conçu pour simplifier et sécuriser les transferts des patients sur de courtes distances. Sa conception légère, associée à des caractéristiques ingénieuses, en fait un outil essentiel pour les professionnels de la santé.

Avec dossier mi-hauteur et repose-pieds escamotables, ce fauteuil propose un encombrement minimal.

Sangle appui-mollet et ceinture de sécurité assurent la stabilité et la sécurité de l'utilisateur.

De plus, les freins facilement accessibles et les poches de rangement sur le dossier ajoutent à la praticité de ce fauteuil de transfert.

- Léger, pratique et maniable
- Réduit l'effort des aidants
- Pliable sans effort
- Encombrement minimal
- Rangement facile
- Sangle appui-mollet et ceinture de sécurité
- Freins facilement accessibles pour une manipulation aisée
- Poches de rangement pratiques sur le dossier

#### Dimensions :

Largeur d'assise : 43 cm

Largeur entre les accoudoirs : 43 cm

Largeur plié : 25 cm

#### Capacité de poids maximal :

110 kg

#### Poids :

11.6 kg

#### Coloris :

Tissu noir et cadre métallique rouge

#### Composition :

Carde : aluminium

Roue : PP+PVC+PU

Siège : Nylon + mousse

**Classe du Dispositif Médical** : Classe I

**Directive UE Applicable** : 2017/745/EU