

## FICHE TECHNIQUE



### Filet de rééducation polyvalent pour les doigts, la main et l'avant-bras - Sundo

Filet de rééducation polyvalent pour la main et l'avant-bras - Adapté à tous les stades de rééducation - Résistances Facile / Modéré / Difficile

Le filet de rééducation pour la main est un outil polyvalent conçu pour la rééducation des doigts, de la main et de l'avant-bras. Offrant la possibilité d'exécuter de multiples exercices, il permet de travailler la flexion, l'extension, l'adduction et l'abduction. Il favorise ainsi le renforcement musculaire et la rééducation, participant à restaurer les mouvements naturels de préhension.

#### Forces/Résistances disponibles :

- Jaune : Facile
- Vert : Modéré
- Rouge : Difficile

#### Caractéristiques :

- Possibilité de travailler la main ou les doigts individuellement, permettant une rééducation spécifique
- Polyvalence : une multitude d'exercices peuvent être effectués, ciblant ainsi différents groupes musculaires
- Adaptabilité : convient à tous les stades de la rééducation
- Disponible en 3 forces/résistances pour s'adapter aux besoins de chacun
- Prise en main confortable

#### Dimensions :

- Diamètre d'environ 35,5 cm

**Matériau :** silicone

Poids : 450g