



### Filets tubulaires extensibles SURGIFIX

Maille respirante pour la fixation des pansements pour doigt, cheville, poignet, jambe, abdomen, bassin

**SURGIFIX** vous permet la fixation des pansements grâce à son élasticité.

Utilisés pour fixer les pansements ou les compresses, ils protègent la peau.

- Les boîtes permettent une optimisation de l'espace
- Disposition en zig-zag des filets élastiques, maintenant inaltérée l'élasticité du produit
- Adaptés aux articulations
- Léger et aéré

**SURGIFIX** est la référence en matière de filet tubulaire.

#### Composition:

**POLY :** Polyester 38%, Polyamide 35%, Latex 27%

**COTON :** Coton 58%, Polyamide 24%, Latex : 18%  
Caoutchouc naturel 27%

#### 6 tailles disponibles :

Taille 0 : Doigt enfant

Taille 0.5 : Doigt adulte

Taille 8 : Thorax, bassin

Taille 9 : Thorax très fort

Taille 10 : Thorax extra fort

Durée de la validité du produit : 6 ans

Précautions particulières : Usage unique

#### Contre indication :

- Allergie au latex

Dispositif Médical CE de classe I