

Film adhésif transparent imperméable en rouleau Waytape - 10cm x 10m - Robé Médical

Économique, présentation en rouleau, se découpe à la longueur et à la forme désirées pour s'adapter à tous types de fixation.

Film transparent adhésif indiqué pour la fixation imperméable à l'eau de pansements primaires comme les compresses, les pansements en mousse et pour la fixation de cathéters et de drains.

Ce film transparent est également utilisé en soin post tatouage avec une crème ou pommade (cicatrisation humide qui empêche la formation de croûtes sèches.)

- En polyuréthane.
- Non stérile.
- Doux et élastique.
- Bande latérale bleue pour faciliter la pose.
- Imperméable à l'eau et aux bactéries.
- Laisse la peau respirer.
- Se découpe facilement à la longueur et à la forme désirées.
- S'adapte à toutes les zones du corps.



-
Présentation économique en rouleau à découper.

Dimensions: 10 cm x 10 m.

Matériel Médical CE.