

### Film adhésif transparent pour fixation de cathéters - Securfix Plus - Boîte de 25 ou 50

#### Pour la fixation de cathéters centraux et périphériques.

Film adhésif transparent en polyuréthane, souple et ultra fin.

- Impérméable à l'eau et aux bactéries,
- Ne retient pas la transpiration.

2 modèles disponibles :

- 10 x 10 cm
- 10 x 25 cm

Conditionnement par 50 pansements (modèle 10 x 10 cm)

Dim. boîte : 18 x 14,5 x 4,5 cm

Conditionnement par 25 pansements (modèle 10 x 25 cm)

Dim. boîte : 32,5 x 14,5 x 2,5 cm

Emballage individuel stérile.

Stérilisation EO

Matériel Médical CE

Fabrication européenne

