

**Film adhésif transparent pour fixation de cathéters -  
Securfix Plus - Boite de 50**

**Pour la fixation de cathéters centraux et périphériques.**

Film adhésif transparent en polyuréthane, souple et ultra fin.

- Impérméable à l'eau et aux bactéries,
- Ne retient pas la transpiration.

Dimension disponible :  
- 10 x 10 cm

Conditionnement par 50 pansements (modèle 10 x 10 cm)  
Dim. boîte : 18 x 14,5 x 4,5 cm

Emballage individuel stérile.

Stérilisation EO

Matériel Médical CE

Fabrication européenne

