



Film transparent avec cadre de pose - Wayderm - Robé Médical - Boîte de 100

Cadre d'application assurant la fixation des cathéters, une protection des zones irritées et une excellente mise en place du pansement.

Film transparent stérile et souple permettant une visualisation complète du site d'injection et de la peau.

Pose aseptique et facilité grâce au cadre de pose qui évite tous contacts et élimine ainsi les risques de contamination manuportée.

Film en polyuréthane imperméable créant une barrière efficace contre les micro-organismes, minimisant ainsi le risque d'infection au niveau du point d'insertion.

Contrôle du changement de pansement grâce à l'étiquette permettant d'indiquer la date et l'heure de la pose.

Il peut rester en place jusqu'à 7 jours si le pansement reste correctement posé, propre et sec.

Utilisation :

S'utilise pour la fixation des cathéters, pour protéger les peau et les plaies, et pour fixer un pansement (peut s'utiliser en complément du [Pansement hydrocellulaire non-adhésif - Wayfoam](#))

-
- En polyuréthane.
 - Adhésif hypoallergénique.
 - Fin et souple.
 - Confortable pour le patient.
 - Imperméable.
 - Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
 - Pour la fixation de cathéters IV.
 - Pour le recouvrement des plaies.

Dimensions disponibles:

- 6 x 7 cm - Boîte de 100.
- 10 x 12 cm - Boîte de 100.
- 15 x 20 cm - Boîte de 100.

Stérilisation :

Oxyde éthylène.

Péremption :

3 ans

Conditionnement :

Conditionné sous pochette individuelle stérile.

Vendus par boîte de 100 pansements.

Matériel médical CE.