



Fixomull Bsn Médical - Bande de gaze adhésive non-extensible

Pour le maintien de pansement et la réalisation de pansements compressifs. Rouleau de 10 m.

Bande de gaze adhésive constituée d'un support tissé rigide, hautement résistant à la traction.

Perméable à l'air et la vapeur d'eau, permet de minimiser les risques de macération.

Indiqué pour le maintien de pansements notamment de grandes dimensions, protection cutanée avant traitement fonctionnel du pied-bot, réalisation de pansements compressifs, fixation de matériels de soins (tubes, drains).

- Non-extensible.
- Haute tolérance cutanée.
- Haute résistance à la traction.
- Bonne adhésivité.
- Retrait indolore.
- Radio-transparent.
- Protecteur quadrillé avec prédécoupe centrale.
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition:

Support: Tissu viscosse.

Masse adhésive: Polyacrylate.

Elément protecteur: Papier siliconé sur une face.

Tailles disponibles:

- 10 m x 10 cm
- 10 m x 15 cm
- 10 m x 20 cm

Conditionné en rouleau unitaire dans une boîte distributrice.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.