

FICHE TECHNIQUE

Flacon de glycérine - Flacon 100 ml - Cooper

Une solution cutanée apaisante et hydratante.

Ce concentré de glycérine est un actif conçu pour nourrir et adoucir les peaux sèches et irritées. Il offre un soulagement immédiat et une hydratation intense pour les peaux très sèches et sujettes aux irritations.

- Apaisant
- Réhydratant

Application : Appliquer 2 à 3 fois par jour en léger massage.

Précaution d'emploi :

- Usage externe
- Ne pas avaler
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Composition : 100% glycérine végétale

Conditionnement : flacon en verre de 100 ml



robé
+ médical

